



Alinity i + Alinity AMS 採用、特色ある検査室へ

LIS新規採用で業務効率化

提供：アポット ジャパン株式会社

三菱京都病院(京都市、188床)の臨床検査科が2018年12月に分析装置を更新し、それまで2機種あった免疫測定装置を「Alinity iシステム」(医療機器届出番号 12B1X00001000032)の2台連結タイプ「Alinity iシステム1₂」(以下、Alinity 1₂)に集約した。検体検査部門では初となる臨床検査システムとして「Alinity Q AMS」(以下、AMS)も導入し、検査業務の効率化へと進み出した。分析装置と検査システムをセットで採用した背景には、中規模病院の検査室として特色ある検体検査室を構築したいという考えがあった。



同病院は、三菱重工の福利厚生施設として1946年に設立された企業立病院。病床数188床の地域中核病院の一つとして、心血管医療、女性医療、がん医療の3つの診療力を入れる。特に心血管医療では、「心臓の三菱」と評されるほど心臓外科の手術数が多い。74年の診療科開設以来の約40年で総開心術は3500例超に上る。

臨床検査科は2012年12月、それまでの中央検査科と臨床生理検査科の2科が統合されて誕生した。現在、検体検査、生理検査の各部門に大きく分かれ、それぞれに主任を配置し、臨床検査技師は各10人が所属する。統合後初の科長となった山田幸彦氏は、「若手技師も多く、いまは生理、検体検査各部門より専門性を高める時期」と見据えている。このため部門をまたがるような人事異動はほぼやらない。



臨床検査科の皆さん

AI(人工知能)の活用などを背景に臨床検査技師業務に多様性が求められることも、山田氏が求めて専門性を追求するのは、検査技師としての専門性を備えていなければ、真のチーム医療にはなれないという冷静な判断に基づく。高い技術と豊富な知識に裏打ちされた検査業務の実践と自信がなければ、臨床医やほかの医療関係者とコミュニケーションを取りつつ患者中心の医療を目指すことはできない。「それでは本当のチーム医療にならないよ」。山田氏は日常業務の中でスタッフにそう話すことがあちまちある。


免疫測定装置はそれまで、ARCHITECTを含む2つの機種を使っていたが、今回の装置更新でAlinity 1₂に集約した。2台連結タイプを採用したことで処理能力は時間当たり計400テストに上昇(図1)。検体検査時でもTAT短縮が期待できる装置構成となった。またAlinity iには、必ずしも広いとはいえない検査室にも取まるコンパクト性も備わる。さらに機種選定において重要な点だが、アポット社の独自項目である尿中NGAL(好中球セリナーゼ結合性リポカン)の院内測定だった。尿中NGALはAKI(急性腎障害)の

バイオマーカーで、2017年2月に保険適用された新規項目。腎機能マーカー上昇前の腎障害・ゲーマーズ時点で上昇する特徴があり、AKI発症から異常値提示まで数日要することのあった従来法と比べAKIの早期診断が可能になった。同病院では、造影剤投与後や人工心肺を用いた心臓手術後の腎障害を早期に検出するための循環器科の要望により以前から院内でNGALを測定してきた。この点もAlinity iの採用の要素の一つとなり、比較的スムーズに決まったという。

業や消耗品の交換が可能で、止めない検査が可能になった(図2)。以前のARCHITECTは1台運用だったこともあり、ルーチン検査の間に測定を止めることにはためらいがあったが、Alinity iでは装置を止めず作業の合間の時間を使って試薬交換や消耗品補充ができる。補充のためのタイミングをかがう時間がなくなると、「検査技師が装置の前にいる時間が減った」(清本氏)。

さらにサブリングも迅速で、検体がすぐに戻ってくるため、検体架設する技師の場所を気にする必要がないという2台連結タイプのAlinity 1₂は、両方のモジュールに同じ検査項目の試薬を搭載してあり、結果報告が最終的なモジュールを装置が自動的に選択して測定を行う。検査技師はどちらのモジュールに検体を架設するか考えず、担当によって判断が異なるリスクがあったが、AMSの採用により自動処理が可能になった。さらにAMSには、改正医療法の施行により作成が必要になったSOP(標準作業手順書)を管理する機能もある。「さまざまな機能があるので順書に取りおんていきたい」。清本氏はAMSのさらなる活用に期待を込める。

担当の検査技師は、測定結果にブロックが発生していないか、ほかの業務の合間にAMSの画面を確認すると



Alinity AMSを操作する清本氏

Alinity iが検査室で実際に稼働したのは昨年12月25日。約1週間ほど年末年始の休暇に入った。装置に不具合や不明点などがあれば時間外でも清本氏に連絡が入ることになったというが、結果的に連絡はゼロ。Alinity iの操作性の良さを物語るエピソードだといえる。清本氏は「操作画面がやすく1回の操作説明で皆さじむことができた」と話す。

図2 検査を止めないコンティニュアスアクセス

検体架設、試薬・消耗品交換が常時可能。検査業務全体の効率化に貢献

結果ブロックのルールを設定

新規導入したLISの「Alinity Q AMS」には、生化学分析装置とAlinity iがつながる。アポット社の担当チームと何度も話し合い、パニック値や、規定値以上で希釈再検が必要な検体があれば、測定結果を電子カルテに送信しないようブロックするルールを設けた。ほかに、感染発症の陰陽反転、Naが基準値内でもClが高値であれば両値ともブロックするなどのルールも設定した(図3)。


従来は標準化されたルールが決まっておらず、担当によって判断が異なるリスクがあったが、AMSの採用により自動処理が可能になった。さらにAMSには、改正医療法の施行により作成が必要になったSOP(標準作業手順書)を管理する機能もある。「さまざまな機能があるので順書に取りおんていきたい」。清本氏はAMSのさらなる活用に期待を込める。

担当の検査技師は、測定結果にブロックが発生していないか、ほかの業務の合間にAMSの画面を確認すると

これで終わりではない

Alinity iへの更新を終え安定稼働が始まってきた。山田科長はこれで終わりではないと話す。機種選定を検討したアークキンはこれからも継続させる。心血管医療・女性医療・がん医療を診療の3本柱に据える病院の方針に合い、高い専門性を備えた特色のある検体検査部門をどう形作るか。山田氏が目指している一つの課題にそれから本格的に取り組むという。

Alinity 1₂導入により搭載可能試薬数が多い(図1)、薬物マーカーの多い院内検査項目を増やすことも可能になった。院内測定になれば、診療当日に検査結果を伝えることがで



装置更新へ2つの方針

分析装置が更新時期を迎え、ワーキングチームを設けて機種選定の検討を始めた。前年度1行う予備確保を含め、検討に要した期間は約1年。山田科長は、検体検査を担当する臨床検査技師4人がメンバーに加わった。山田氏は検討に当たり、それまで導入されていなかった臨床検査システム(LIS)の導入と、病院の診療方針に沿っ

図1 小さい占有面積・高い処理能力

	ARCHITECT i2000SR	Alinity i
装置幅×奥行×高さ	1.55×1.25×1.22m	1.19×1.17×1.34m
専有面積	1.94㎡	1.39㎡
検体処理能力(最大)	200テスト/時	200テスト/時
検体処理能力/m ²	1㎡当たり103テスト/時	1㎡当たり144テスト/時
検体架設可能数	135検体	150検体
試薬架設能力	25項目	47項目

専門性向上、Alinity iがカギ

診療技術部 臨床検査科 山田 幸彦 科長

当院の検体検査部門はもともと、臨床検査システム(LIS)を導入しておらず、電子カルテの診療情報を見ながら検査データを確認し、直報、検査結果を返していました。以前から、LISを活用すれば結果報告を自動化し業務負担が軽減できると考えていました。分析装置を更新するタイミングでAlinity AMSを導入しました。AMSを選択したのは、採用したAlinity iとの親和性を重視したからです。医療法改正により必要になったSOP(標準作業手順書)の作成や管理の面で有用なシステムになったSOPを導入しようとしていました。2018年12月の導入からまだ間もなくですが、AMSの持つ機能も活用したいという意見が現場から出ています。臨床検査科長としてこれからの検体検査部門の展開に大いに期待しています。

飛び抜けた検査室へ

当院は病床数188床と大きな病院ではありません。心血管医療・女性医療・がん医療という3本が診療の柱で、この方針に沿って頑張るのかが検査室には関わってきます。つまり、すべての領域で平均的に検査を行うのではなく、病院の方針に沿って、特定の領域で飛び抜けて特化していく方向性が重要です。そのためには臨床検査技師が専門性をさらに高める必要があります。Alinity iやAMSは、いっしょにその器器として導入しました。分析装置の性能が向上したことで現在外注検査により行っている一部の腫瘍マーカーを新たに搭載できると、AMSの導入により確保できた時間を検査の専門性を高めるために使えます。現場に課題を与えることを選定した作業自体に人材育成や教育の視点で入れたかったからです。当院の規模では複数の免疫測定装

置を購入することが難しく、どれか1台の装置に絞ろうと考えると、現場の検査技師が選択したのがAlinity iでした。

装置を自分たちで選択した以上、しっかりと現場で使う。そのためにどうするかを現場で考えたい、というメッセージも込めたつもりです。装置の更新は終わりですが、ワーキングは存続させ、外注検査項目の院内導入など、Alinity i、そしてAMSをLISとして使い切るための課題を継続して検討してもらいたいと考えています。

変化に対応できる柔軟性を

検体検査部門は生理検査部門に比べて、どうしても臨床や患者さんとの接点を持っていない面があります。今後の臨床の場に入っていくためにはまず

臨床検査技師としての専門性を高めることが前提です。それかなければ、本当のチーム医療にはなりません。臨床医と積極的にコミュニケーションを取ることも難しい。当院の検査室は若手が多いこともあり、いまは専門性を高めていく時期です。彼らの時代になったときに、生理検査部門と検体検査部門との真の融合がし得るのだからと期待しています。

当院は大きな規模の病院ではありません。今後医療制度の改正により右を向いたり左を向いたりど病院の目指す方向が大きく変わる可能性もあります。しかしその状況になったとしても、病院の進む方向性に合った検査ができるよう、柔軟な検査室にしていきたい。変化に対応できる柔軟な検査室を目指す、それが最大の目標です。(談)